

GÉNÉRATEUR RX
CAPTEUR PLAN HD

CANINE / FÉLINE


100 μ m



 **cuattro DR^{HD}**

uno CA TOUT EN UN !

Générateur avec solution d'imagerie capteur plan haute définition !



cuattro DR^{HD}

uno CA TOUT EN UN !

AU DELÀ DE L'EXCELLENCE VÉTÉRINAIRE !



GÉNÉRATEUR SEDECAL quattro

- Générateur haute fréquence 32 kW.
- Double anode tournante 1-2mm.
- 40 à 125 kV (85 paliers).
- 0.1 à 400 mA.
- Plateau 4 voies.
- Collimateur 43x43 cm.
- Pilotage des constantes par station quattro.

CAPTEUR PLAN HAUTE DÉFINITION 100 µm


- Grande surface active 43x43 cm.
- Scintillateurs Csl (TI).
- AED (Auto Exposure Detection).
- 16 bit.
- Résolution : 100µm.
- Traitement : 2 à 4 sec.

STATION D'ACQUISITION quattro

- PC « tout en un » de 24 pouces tactiles.
- Logiciel uno small animals.
- Zoom, ROI, mesures, luminosité/contraste.
- Mode comparaison études ou séries.
- Affichage des constantes de tir.
- Examens anatomiques prééglés.
- Enregistrement des tirs pour PCR sous Excel®.
- Standard Dicom 3.0, 10 et Worklist.
- Exportation des clichés en DICOM, JPEG par USB, HDD, CD, PACS.
- Programmes : anatomique, KV/mAs, KV/mA/s.

ARCHIVAGE

- HeskaView+
- PACS sur le CLOUD : éditez, partagez et archivez en toute sécurité vos données.
(Compatible Android et Apple)



scil animal care company France

Parc Activeum - 3 rue Jacqueline Auriol - 67 120 Altorf - Tél : +33 (0)3 90 16 40

E-mail : info-fr@scilvet.com - www.scilvet.fr