

# scil Vet abc Plus<sup>+</sup>

L'hématologie vétérinaire  
simple, rapide et de qualité !



# scil Vet abc Plus<sup>+</sup>

Une synergie parfaite  
entre simplicité d'utilisation et technologie de pointe !



## Caractéristiques

scil Vet abc Plus<sup>+</sup> vous permet de réaliser une numération/formule 4 populations leucocytaires en quelques secondes avec une qualité et une fiabilité incomparables. Son programme de contrôle qualité intégré vous garantit l'intégrité des résultats à tout moment. Son ergonomie et sa simplicité d'utilisation grâce à son écran tactile et son interface utilisateur simplifiée vous assurent une prise en main de l'analyseur en quelques minutes.

<b>Poids :</b>	14 kg
<b>Dimensions :</b>	43 cm x 36 cm x 36 cm (HxLxP - pack de réactifs compris)
<b>Ecran :</b>	LCD couleur tactile 12"
<b>Connectique :</b>	RS 232, ethernet et importation/exportation via clé USB
<b>Mémoire :</b>	1 000 résultats
<b>Ergonomie :</b>	Réactifs et déchets intégrés dans un seul pack pour un encombrement minime

## Principe

<b>Technologie :</b>	Impédancemétrie et spectrophotométrie
<b>Réactifs :</b>	Pack de réactifs unique de conception brevetée, spécifique vétérinaire
<b>Volume d'échantillon :</b>	10 µL sang EDTA pour un bilan hématologique complet
<b>Temps d'analyse :</b>	Résultats en 1 minute
<b>10 espèces animales :</b>	Chien, chat, cheval, bovin, ovin, porc, lapin, souris, rat, furet
<b>Paramètres mesurés :</b>	GR, PLT, Hb, GB avec 4 populations leucocytaires pour les chiens, chats et chevaux
<b>Paramètres calculés :</b>	Ht, VGM, CCMH, TCMH, IDR, VMP, IDR%

1.



2.



3.



## Qualité et précision !



scil animal care company  
Parc Activeum  
3 rue Jacqueline Auriol  
67120 ALTORF  
Tél: +33 (3) 90 20 16 40  
Fax: +33 (3) 90 20 16 45  
E-mail: info-fr@scilvet.com

www.scilvet.fr