

# Logiq F8







## Caractéristiques

Dimensions	72 x 150 x 81 cm
Poids	58 Kg
Ecran	19" HD
Ecran tactile	8,4"

## Modes

Configuration standard	Options (Grands animaux)
Bidimensionnel (B mode)	Logiq View
Harmonique (CHI)	Doppler continu (CW) (Sonde 3Sc-RS)
TM (M)	TM anatomique (AMM) (Sonde 3Sc-RS)
Doppler couleur (CF)	Doppler Tissulaire (TVI) (Sonde 3Sc-RS)
Doppler énergie (PDI)	
Doppler pulsé avec HPRF (PW)	
TM couleur	

## Sondes

Types	Noms	Photos	Fréq. MHz	Applications
µConvexe	8C-RS		4-10	Echographie abdominale Echocardiographie 2D/TM (0,5-80 Kg)
Phased Array Sonde Doppler	3Sc-RS		1,3-4	Echocardiographie grands animaux
Convexe	4C-RS		1,8-6	Abdomen grands animaux
Linéaire	L6-12 RS		6-13	Œil, abdomen petits animaux, NAC, tendons, articulations, thyroïde, vaisseaux périphériques, animaux sauvages, poissons et oiseaux.

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

[www.scilvet.fr](http://www.scilvet.fr) / Tél : 03 90 20 16 40