

Logiq P6



Caractéristiques

Dimensions	43 x 152 x 64 cm
Poids	80 Kg
Ecran	17" TFT LCD

Modes

Configuration standard	Options
Bidimensionnel (B mode)	TM anatomique (AMM)
Harmonique (CHI)	Doppler continu (CW)
TM (M)	B-Flow & B-Flow couleur
Doppler couleur (CF)	Doppler Tissulaire (TVI)
Doppler énergie (PDI)	Echographie de contraste
Doppler pulsé avec HPRF (PW)	Q-Analysis
TM couleur	3D/4D volumique

Sondes

Types	Noms	Photos	Fréq.MHz	Applications
μConvexe	8C		4-10	Echographie abdominale Echocardiographie 2D/TM (0,5-80 Kg)
Phased Array Sondes Doppler	3Sp		1,5-5,5	Echocardiographie grands animaux
	5Sp		4-10	Echocardiographie (0,5-40 Kg)
Convexe	4C		1,4-5	Abdomen grands animaux
Linéaires	9L		3-10	Œil, abdomen petits animaux, NAC, tendons, articulations, thyroïde, vaisseaux périphériques, animaux sauvages, poissons et oiseaux.
	11L		5-13	
Linéaire matricielle	ML6-15		6-15	Œil, abdomen petits animaux, NAC, tendons, articulations, thyroïde, vaisseaux périphériques, animaux sauvages, poissons et oiseaux.
Endorectale	i739		4-12	Orthopédie / Obstétrique/ Gynécologie

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

www.scilvet.fr / Tél : 03 90 20 16 40