

Logiq P7



Caractéristiques

Dimensions	49 x 147 x 70 cm
Poids	60 Kg
Ecran	21,5" HD
Ecran tactile	10,4"

Modes

Configuration standard	Options
Bidimensionnel	B-Flow/B-Flow couleur
Harmonique (CHI)	Doppler continu (CW)
TM (M)	Doppler tissulaire (TVI)
Doppler couleur (CF)	Echographie de contraste
Doppler énergie (PDI)	Elastographie
Doppler pulsé avec HPRF (PW)	3D/4D volumique
TM couleur	
TM anatomique (AMM)	

Sondes

Types	Noms (mm)	Photos	Fréq.MHz	Applications
µConvexe	8C-RS		4-10	Echographie abdominale Echocardiographie 2D/TM (0,5-80 Kg)
Phased Array Sondes Doppler	6S-RS		2,7-8	Echocardiographie (0,5-40 Kg)
	3Sc-RS		1,3-4	Echocardiographie grands animaux
Convexe	4C-RS		1,4-5	Abdomen grands animaux
Linéaire	L6-12RS (37)		6-12	Œil, abdomen petits animaux, NAC, tendons, articulations, thyroïde, vaisseaux périphériques, animaux sauvages, poissons et oiseaux.

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

www.scilvet.fr / Tél : 03 90 20 16 40