


Pegasus

X-Ray DR Wifi

Capteur plan



Numérisation

Caractéristiques

Capteur		Station Pegasus	
Poids	1,7 Kg	Poids	11 Kg
Dimensions	24 x 30 – 35 x 43 cm	Ecran	19" HD
Scintillateur	Iodure de césium CsI	Batterie (option)	Électrique / Solaire
AD/Conversion	65536 niveaux	Clavier souris	Sans fil
Résolution	175 µ (2430 x 2428)		
Charge	Condensateurs Lithium-ion		

Modules

Configuration standard	Options
Acquisition	IP-PACS Connexion d'un appareil DICOM
Traitement d'images	Licences postes additionnels standard
Mesures & annotations	Licences postes additionnels premium
Rapports	Sauvegarde NAS
Export (JPEG, DICOM, PDF)	Double réseau wi-fi
Gravure avec viewer	Ecran déporté échelle 1
Editeur de rapports	Importation media DICOM ou autres
Sauvegarde DVD	Extension de stockage
Sauvegarde DICOM	Module télédiagnostic
Impression papier	Kit Batterie 220 / 12 V
Connexion logiciel clientèle (exige worklist)	
Module télé-maintenance	

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

www.scilvet.fr / Tél : 03 90 20 16 40