

# Regius 110

Plaques rigides HD



Numérisation

## Caractéristiques

Dimensions	74 x 74 x 36 cm	Temps d'acquisition	15 - 30 sec
Poids	100 Kg	Tailles cassettes	18 x 24 – 24 x 30 - 35 x 43 cm
Ecran	21 " HD	Niveaux de gris	4096
Encombrement	0,31 m <sup>2</sup>		
Résolution	175 / 87,5 μ (4020 x 4892)		

## Modules

Configuration standard	Options
PC Acquisition	IP-PACS Connexion d'un appareil DICOM
Traitement d'images	Licences postes additionnels standard
Mesures & annotations	Licences postes additionnels premium
Rapport	Sauvegarde NAS
Export (JPEG, DICOM, PDF)	Turbo +
Gravure avec viewer	Ecran déporté échelle 1
Editeur de rapports	Importation media DICOM ou autres
Sauvegarde DVD	Extension de stockage
Sauvegarde DICOM	Module télédiagnostic
Impression papier	
Connexion logiciel clientèle (exige worlist)	
Module télé-maintenance	

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

[www.scilvet.fr](http://www.scilvet.fr) / Tél : 03 90 20 16 40