

Regius Σ

Sigma II



Numérisation

Caractéristiques

Dimensions	51 x 35 x 61 cm	Temps d'acquisition	20 - 40 sec
Poids	28 Kg	Tailles cassettes	18 x 24 - 24 x 30 - 35 x 43 cm
Ecran	21 " HD		
Encombrement	0,31 m ²		
Résolution	175 / 87,5 μ m (4020 x 4892)		

Modules

Configuration standard	Options
Acquisition	IP-PACS : Connexion d'un appareil DICOM
Traitement d'images	Licences postes additionnels standard
Mesures & annotations	Licences postes additionnels premium
Rapports	Sauvegarde NAS
Export (JPEG, DICOM, PDF)	Turbo +
Gravure avec viewer	Ecran déporté échelle 1
Sauvegarde DVD	Extension de stockage
Sauvegarde DICOM	Module télédiagnostic
Impression papier	Importation media DICOM ou autres
Module télé-maintenance	

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

www.scilvet.fr / Tél : 03 90 20 16 40