

V-GeniX Advanced

Générateur RX



Table

Plateau flottant	4 directions/pédale
Dimensions	140 x 65 cm
Tiroir	35 x 43 cm
Grille	R10:1 – 103 Lpp
Prêt pour DR	Oui
Contention	4 crochets autobloquants

Tube-Générateur

Puissance	30 KW
Fréquence	100 KHz
Rangs KV	40-125 (85 paliers)
Ampérage max	400 mA
Double foyers	0,6 et 1,2 mm
Alimentation	220 / 125 V monophasé

Console

Ecran	LCD couleur
Connections	LAN – wi-fi
Télémaintenance	Oui
Journal d'exposition	12 utilisateurs
Sélecteur mA / mAs	Oui

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

www.scilvet.fr / Tél : 03 90 20 16 40