

# Vivid i



Echographie






## Caractéristiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dimensions          | 6,4 x 36 x 31 cm |
| Poids avec batterie | 5,8 Kg           |
| Ecran               | 15" TFT LCD      |
| Chariot (Option)    | 70 x 50 cm       |

## Modes

| Configuration standard             | Options                       |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bidimensionnel (B mode)            | Doppler Tissulaire(TVI) - TSI |
| TM (M) – TM Couleur                | Q-Analysis - Speckle tracking |
| TM anatomique (AMM) et AMM couleur | B-Flow & B-Flow imaging       |
| Doppler couleur (CF)               | Auto IMT                      |
| Doppler énergie (PDI)              | Echographie de contraste      |
| Doppler pulsé avec HPRF (PW)       | Stress écho                   |
| Doppler continu (CW) et TDI        |                               |
| TM couleur                         |                               |

## Sondes

| Types                          | Noms    | Photos  | Fréq.MHz | Applications  |
|--------------------------------|---------|---|----------|---|
| μConvexe                       | 8C      |  | 4-11     | Echographie abdominale<br>Echocardiographie 2D/TM (0,5-80 Kg)   |
| Phased Array<br>Sondes Doppler | 3Sc-RS  |  | 1,3-4    | Echocardiographie grands animaux  |
|                                | 6S-RS   |   | 2,7-8    | Echocardiographie (0,5-40 Kg)   |
|                                | 12S-RS  |   | 5-11     | Echocardiographie < 500 g   |
| Convexe                        | 4C-RS   |  | 1,8-6    | Abdomen grands animaux  |
| Linéaires                      | 9L-RS   |  | 3,1-10   | Œil, abdomen petits animaux, NAC, tendons, articulations, thyroïde, vaisseaux périphériques, animaux sauvages, poissons et oiseaux.       |
|                                | 12L-RS  |   | 6-13     |   |
| Linéaire<br>Club de golf       | i12L-RS |  | 5-13     | Œil, abdomen très petits gabarits, tendons, articulations, NAC, thyroïde, vaisseaux périphériques, animaux sauvages, poissons et oiseaux. |

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

[www.scilvet.fr](http://www.scilvet.fr) / Tél : 03 90 20 16 40