

scil IPS

Capteur plan



Numérisation

Capteur		Station	
Scintillateur	Iodure de césium	Ecran	21 " HD
Dimensions	24 x 30 – 35 x 43 cm	Acquisition	scil-IPS
DQE(0)Quantum-Limited	> 70%	Affichage radio	1 sec.
AD/Conversion	16 bit	Intervalle 2 tirs	6 sec.
Résolution	143 µm (2448x2984)	Support mural (option)	

Modules

Configuration standard	Options
Acquisition	Connexion logiciel clientèle (exige worklist)
Traitement d'images	Sauvegarde NAS
Mesures & annotations	Extension de stockage
Sauvegarde DICOM	Module télédiagnostic
Export (JPEG, DICOM, PDF)	Module rapports
Gravure avec viewer	scil PACS
Sauvegarde	Licences postes additionnels
Module télé-maintenance	Importation media DICOM ou autres
	Module vidéo
	Modalités DICOM add. (écho, scan, IRM...)

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet

www.scilvet.fr / Tél : 03 90 20 16 40